

Nutymatys paskirtis:

„Premier“ RC-Prep® saknų kanalu ruošimo kremas skirtas kalcifikacijoms pašalinimui ar kanalui tepti, kad būtų veiksmingesniam dėlba dėlba instrumentais „RC-Prep“ valo ir tepa kanalą, kad instrumentai pjaudinti laisvai ir neleisti.

Priemonės ar priešas:
„Premier“ RC-Prep® saknų kanalu ruošimo kremas yra balto spalvos vandens pagrindu, su suteikiama kanalams minimalčiai, tepti, balinti ir krepauti šalinti. Naujinti naudotojas, naudodamas daugybę skirtingų metodų, gali uždueti „RC-Prep“ saknų kanalu ruošimo kremą, „RC-Prep“ būna įvairių rinkinių konfiguracijų, kad atitiktų klinikinius standartinius reikalavimus.

Turinys:

SKU	Apašytiems
9007127	50 - plastinė virkštė užpildu antgalis
9007129	„RC-Prep“ virkštė rinkinys Penki (5) - 3 ml virkštė 50 - antgalis
9007131	„RC-Prep“ 18 g stiklinėlis
9007132	„RC-Prep“ 18 g pompa
9007133	„RC-Prep“ 227 g stiklinėlis
9007135	„RC-Prep“ 9 g virkštės su 1 plastikiniu antgaliu (2 vnt. pakuoči)
9007139	50 - metalinis virkštė užpildu antgalis

Kontraindikacijos:

Nenaudokite „RC-Prep“ esant:
• Žinomai alergijai EDTA arba bet kuriai kitai, RC-Prep® sudėjimams daliai.

ATSARGUMO PRIEMONĖS:

• Naudodami stiklinėlius arbūs pompa, uždekti ant mažo ūvaraus paviršiaus, t.y., mažiomyje lenteles, kad išvengtumėte krymžinės taršos.
• Prieš antdant dozavimo virkštę, ją angulius reikiava nuvalyti dezinfekciniu slūstomis.
• Naudokite apsauginiu plastiniku apvalkalio barjeru ar ant virkštę, kad išvengtumėte krymžinės taršos tarp pacientų.
• Prieš naudodami uždekti koferdama, kad išvengtumėte kontaktu su vidinius buenos audiniai.
• Vidinius buenos audinius iš kamero arba hipochlorito tirpalu, kol nebėsmytas burbulinavimas.
• Naudojant tą gaminių nudaudomą rekomenduojama ne tik deveti apsauginius drabužius, bet ir deveti ant kūno apsaugą.

ISPEJIMAI:

• NE UŽDARYKITE „RC-Prep“ pušpų, kamerioje kalcifikuotiems kanalamis averti. Likę organinių audinių galį reaguoti su perduolėmis ir užsukti spaudimui bei diskonfortu.
• NE PAPILITIKI ant audinių už dantis vainikai ribus, nes tai gali sukelti dirgimą.
• Jei nepalaužtas visas „RC-Prep“ rinkinys, galį reikerti koreikinių odontologinių procedūrų.
• Virkštės antgaliai gali būti vartojinės.
• Skirta naujoti tik smokytų odontologijos specialistui.
• Nenaudoti pasibigus tinkamumo lūka, nurodytam ant gaminių etiketės / pakuočių.

Nepageidaujančios reakcijos:

Nepageidaujančios reakcijos galí būti (buvo neapsiribot):

• Alerginių reakcijų „RC-Prep“.
• Aukščiausios rizikos RC-Prep® poreikio ekstrakoronaliniams arba intraoraliams audiniams.
• Skausmas, diskomfortas / arba nelaimingas požiūjai dėl „RC-Prep“ buvimo.
• Infekcija dėl patarkantinio virkštės antgalio naudojimo.
• Skirta naujoti tik smokytų odontologijos specialistui.
• Nenaudoti pasibigus tinkamumo lūka, nurodytam ant gaminių etiketės / pakuočių.

Nepageidaujančios reakcijos:

Nepageidaujančios reakcijos galí būti (buvo neapsiribot):

• Alerginių reakcijų „RC-Prep“.
• Aukščiausios rizikos RC-Prep® poreikio ekstrakoronaliniams arba intraoraliams audiniams.
• Skausmas, diskomfortas / arba nelaimingas požiūjai dėl „RC-Prep“ buvimo.
• Infekcija dėl patarkantinio virkštės antgalio naudojimo.
• Skirta naujoti tik smokytų odontologijos specialistui.
• Nenaudoti pasibigus tinkamumo lūka, nurodytam ant gaminių etiketės / pakuočių.

Reakcijos niepožadėjantys:

Džiaugiamos nepožadėjantys obiejimių išnyknių:

• Reakcija alergijos RC-Prep®.
• Uzkodinėjimo tankinys iš virkštės dėl neapdovanojimo.

• Infekcija dėl patarkantinio virkštės antgalio naudojimo.

• Jei ikyko rimtas su priemo sujungis incidentas, praneškite apie įvykių gamintojui ar (arba) valstybės narių, kurių priemonė buvo naujodama, kompetentingai institucijai.

Medžiagos:
Etliodiamintrektrota (EDTA) ir šlapalo peroksidas vandenyeje tirplo glikolo bazėje.

Priės naujodant:

• Naudodami stiklinelius, uždekti ant mažo ūvaraus paviršiaus, t.y., mažiomyje lenteles, kad išvengtumėte kontaktu su vidinius buenos audinius.

Naudodami pompu: prieš dozavimą uždejykite pompu. Lėtai spauskite užpildelį dozatorius arba leikit kurtiną, kad uždejtuotė apatinės dantų ir letai spauskite pompu atskyrin. Vėl uždejite apatinės dantų ir priešai užpildelį.

Naudodami virkštęs, dezinfekuoti naujodami tarpinio ligio dezinfekcijos proceso (kontaktu su skydu), kai rekomenduota rekomenduja ligų kontrolės central, ar ant virkštęs naujodam tiek apsauginių plastiniku apvalkalio barjerą. Kiekvieną kartą naujodam būtinai uždejite apatinės dantų dozavimą.

Naudojant virkštę: 1. Izoliuokite gydomą dantų (pvz., koferdama).
2. Atverkite pulpos kamerą, kad sutekumėtė tinkle tankiai prieigai šaknų kanalui.
3. Pasalinti kameros turinį stiliuose diliūmis arba ekskavatoriui ir plaukiui natruo.
4. Prūpti virkštęs pulpos kamerą.

PERSPEKTYVAS: jei jaudamas aplaudimasis spaudimas arba pasipriekšinimas, iškart sutokite, kad nesištumėtume medžiagomis už kūsinius viršinės.

5. Natrio hipochlorito tirpalas reaguos su perduolėmis, arba būsimumas padėti atverčiant tarpinį ligio. Tada planas instrumetai – plėtinė arba endodontinis instrumentas – jivedamas į kanalą ir atlikant svelnų pumpavimą arba malymo didesnį pagerbus burbulinavimą ir iškiši nesvarumai, kurie bus susibūri.
6. Pirmosios reakcijos – plėtinė arba endodontinis instrumentas – jivedamas į kanalą, arba malymo pumpavimą, arba malymo didesnį pagerbus burbulinavimą ir iškiši nesvarumai, kurie bus susibūri.

7. Pirmosios reakcijos – plėtinė arba endodontinis instrumentas – jivedamas į kanalą, arba malymo pumpavimą, arba malymo didesnį pagerbus burbulinavimą ir iškiši nesvarumai, kurie bus susibūri.

8. Pirmosios reakcijos – plėtinė arba endodontinis instrumentas – jivedamas į kanalą, arba malymo pumpavimą, arba malymo didesnį pagerbus burbulinavimą ir iškiši nesvarumai, kurie bus susibūri.

9. Pirmosios reakcijos – plėtinė arba endodontinis instrumentas – jivedamas į kanalą, arba malymo pumpavimą, arba malymo didesnį pagerbus burbulinavimą ir iškiši nesvarumai, kurie bus susibūri.

10. Pirmosios reakcijos – plėtinė arba endodontinis instrumentas – jivedamas į kanalą, arba malymo pumpavimą, arba malymo didesnį pagerbus burbulinavimą ir iškiši nesvarumai, kurie bus susibūri.

11. Dabar užtinkamai ar daugiau saknų, dėl patoginės reakcijos, arba nesustatytų viršinės, ir padaroma rentgeno nuotrauka matavimui.

12. Dabar užtinkamai ar daugiau saknų, dėl patoginės reakcijos, arba nesustatytų viršinės, ir padaroma rentgeno nuotrauka matavimui.

13. Valant kanalą RC-Prep® naujodamas tik su pirmuvių dantų ar triju dydžių instrumentais.

14. Dažniausiai užtinkamai ar daugiau saknų, dėl patoginės reakcijos, arba nesustatytų viršinės, ir padaroma rentgeno nuotrauka matavimui.

15. Valant kanalą RC-Prep® naujodamas tik su pirmuvių dantų ar triju dydžių instrumentais.

16. Valant kanalą RC-Prep® naujodamas tik su pirmuvių dantų ar triju dydžių instrumentais.

17. Valant kanalą RC-Prep® naujodamas tik su pirmuvių dantų ar triju dydžių instrumentais.

18. Valant kanalą RC-Prep® naujodamas tik su pirmuvių dantų ar triju dydžių instrumentais.

19. Valant kanalą RC-Prep® naujodamas tik su pirmuvių dantų ar triju dydžių instrumentais.

20. Valant kanalą RC-Prep® naujodamas tik su pirmuvių dantų ar triju dydžių instrumentais.

21. Valant kanalą RC-Prep® naujodamas tik su pirmuvių dantų ar triju dydžių instrumentais.

22. Valant kanalą RC-Prep® naujodamas tik su pirmuvių dantų ar triju dydžių instrumentais.

23. Valant kanalą RC-Prep® naujodamas tik su pirmuvių dantų ar triju dydžių instrumentais.

24. Valant kanalą RC-Prep® naujodamas tik su pirmuvių dantų ar triju dydžių instrumentais.

25. Valant kanalą RC-Prep® naujodamas tik su pirmuvių dantų ar triju dydžių instrumentais.

26. Valant kanalą RC-Prep® naujodamas tik su pirmuvių dantų ar triju dydžių instrumentais.

27. Valant kanalą RC-Prep® naujodamas tik su pirmuvių dantų ar triju dydžių instrumentais.

28. Valant kanalą RC-Prep® naujodamas tik su pirmuvių dantų ar triju dydžių instrumentais.

29. Valant kanalą RC-Prep® naujodamas tik su pirmuvių dantų ar triju dydžių instrumentais.

30. Valant kanalą RC-Prep® naujodamas tik su pirmuvių dantų ar triju dydžių instrumentais.

31. Valant kanalą RC-Prep® naujodamas tik su pirmuvių dantų ar triju dydžių instrumentais.

32. Valant kanalą RC-Prep® naujodamas tik su pirmuvių dantų ar triju dydžių instrumentais.

33. Valant kanalą RC-Prep® naujodamas tik su pirmuvių dantų ar triju dydžių instrumentais.

34. Valant kanalą RC-Prep® naujodamas tik su pirmuvių dantų ar triju dydžių instrumentais.

35. Valant kanalą RC-Prep® naujodamas tik su pirmuvių dantų ar triju dydžių instrumentais.

36. Valant kanalą RC-Prep® naujodamas tik su pirmuvių dantų ar triju dydžių instrumentais.

37. Valant kanalą RC-Prep® naujodamas tik su pirmuvių dantų ar triju dydžių instrumentais.

38. Valant kanalą RC-Prep® naujodamas tik su pirmuvių dantų ar triju dydžių instrumentais.

39. Valant kanalą RC-Prep® naujodamas tik su pirmuvių dantų ar triju dydžių instrumentais.

40. Valant kanalą RC-Prep® naujodamas tik su pirmuvių dantų ar triju dydžių instrumentais.

41. Valant kanalą RC-Prep® naujodamas tik su pirmuvių dantų ar triju dydžių instrumentais.

42. Valant kanalą RC-Prep® naujodamas tik su pirmuvių dantų ar triju dydžių instrumentais.

43. Valant kanalą RC-Prep® naujodamas tik su pirmuvių dantų ar triju dydžių instrumentais.

44. Valant kanalą RC-Prep® naujodamas tik su pirmuvių dantų ar triju dydžių instrumentais.

45. Valant kanalą RC-Prep® naujodamas tik su pirmuvių dantų ar triju dydžių instrumentais.

46. Valant kanalą RC-Prep® naujodamas tik su pirmuvių dantų ar triju dydžių instrumentais.

47. Valant kanalą RC-Prep® naujodamas tik su pirmuvių dantų ar triju dydžių instrumentais.

48. Valant kanalą RC-Prep® naujodamas tik su pirmuvių dantų ar triju dydžių instrumentais.

49. Valant kanalą RC-Prep® naujodamas tik su pirmuvių dantų ar triju dydžių instrumentais.

50. Valant kanalą RC-Prep® naujodamas tik su pirmuvių dantų ar triju dydžių instrumentais.

51. Valant kanalą RC-Prep® naujodamas tik su pirmuvių dantų ar triju dydžių instrumentais.

52. Valant kanalą RC-Prep® naujodamas tik su pirmuvių dantų ar triju dydžių instrumentais.

53. Valant kanalą RC-Prep® naujodamas tik su pirmuvių dantų ar triju dydžių instrumentais.

54. Valant kanalą RC-Prep® naujodamas tik su pirmuvių dantų ar triju dydžių instrumentais.

55. Valant kanalą RC-Prep® naujodamas tik su pirmuvių dantų ar triju dydžių instrumentais.

56. Valant kanalą RC-Prep® naujodamas tik su pirmuvių dantų ar triju dy