



PremierAir® Barnhart 5/6 Ti • 9061460
Conception polyvalente pour le nettoyage
supragingival et sous-gingival



PremierAir® NV4 Ti • 9061461
Idéal pour l'accès interproximal



PremierAir® Langer 3/4 Ti • 9061462
Spécialisé pour les piliers pour implants molaires et prémolaires



PremierAir® Neb 128B / Langer 5 Mini Ti • 9061463
• Détartreur en forme de faucille N128 pour espaces étroits
• Curette antérieure universelle Langer 5 pour implants antérieurs supérieurs et inférieurs



PremierAir®

Détartreurs pour implants en titane

Pour un entretien complet de l'implant

Premier® Dental Products présente la gamme PremierAir® de détartreurs d'implants en titane, conçus avec expertise pour un entretien complet de l'implant. Ces instruments de haute qualité médicale sont conçus spécifiquement pour le débridement et l'élimination du biofilm avec des capacités supra et sous-gingivales.

Disponible auprès de votre revendeur autorisé.



Scannez pour voir la
gamme complète des
instruments PremierAir®!



Bords de travail optimaux

Pour éliminer la plaque dentaire, le tartre et le biofilm de manière sécuritaire et efficace.



Haute qualité

Extrémités de travail en alliage de titane de qualité médicale; matériau d'implant correspondant pour un entretien sécuritaire et sans rayures des piliers et des filetages d'implant



Excellence ergonomique

Poignées PremierAir en résine légères et tactiles. Couleur gris clair pour une reconnaissance facile




Longévité prolongée

Les bords de travail peuvent être affinés pour aider à maximiser la durée de vie

Détartreurs Premier® Implant



Conçus pour un entretien fiable des implants

- ✓ Graphite renforcé de fibre – *Ne rayera pas les structures de l'implant*
- ✓ Pointes de précision – *Minces et pointues avec des bords bien définis, efficaces pour éliminer la plaque et le tartre*
- ✓ Réutilisable - *Autoclavable (134 °C / 273 °F)*



Premier® PerioWise® "The Friendly Probe"®

- ✓ Légèrement flexible pour un confort accru du patient
- ✓ Clairement visible lors de l'utilisation d'une caméra intra-orale
- ✓ Utilisable en toute sécurité autour des implants
- ✓ UNC 12 permet de mesurer avec précision les profondeurs des poches avec des repères indiquant des incréments de 1 mm jusqu'à 12 mm



Premier® Implant Cement™ Plus

Ciment de résine temporaire sans eugéol pour les couronnes retenues par implant

- ✓ Facile à utiliser – *aucun mordantage, apprêt ou adhésif requis*
- ✓ Radio-opacité inégale – *excellente visibilité sur les radiographies*
- ✓ Rétention solide – *pour une prise de longue durée*
- ✓ Récupérable – *sans endommagement de la couronne, du pilier ou de l'implant*
- ✓ Gélification en seulement 2 minutes – *surplus facile à enlever*



Emballage standard - Seringue à mélange automatique de 1 à 5 ml, 10 embouts de mélange

3001550 Teinte d'origine (rose) 3001551 Teinte blanche

Emballage promotionnel - Seringues à mélange automatique de 3 à 5 ml, 25 embouts mélangeurs

3001555 Teinte d'origine (rose) 3001556 Teinte blanche

Accessoires

3001451 Embouts de seringue à deux cylindres de mélange automatique (25)

premier® Inspired solutions
for daily dentistry®



Premier® Dental Products Company • 1710 Romano Drive, Plymouth Meeting, PA 19462, É.-U.

Téléphone 888-670-6100 • 610-239-6000 • Télécopie 610-239-6171 • premierdentalco.com • Courriel : info@premierdentalco.com